


# フマル酸ジメチルの分析

フマル酸ジメチルは、革製の家具などの防カビ剤や梱包材に使用されています。欧州では、フマル酸ジメチルを使用した革製の椅子や靴により、一時的な発疹から重篤な損傷までを被るおそれがあると報告されており、こうした背景から、EUでは2009/251/ECとしてフマル酸ジメチルの使用を制限する規制を発表しました。



## 分析方法

溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法

## フマル酸ジメチルのマススペクトル



## 製品中のフマル酸ジメチルの分析事例



フマル酸ジメチルのクロマトグラム